

臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

"信迪思"股骨順行髓內釘自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。



I. 自費(差額)特材名稱

"信迪思"股骨順行髓內釘

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下

自費項目名稱	應付金額
"信迪思"股骨髓內釘:股骨順行髓內釘 "Synthes"Expert Femoral Nail System:Expert™ A2FN, cannulated, length 280 mm, Titanium Alloy	73,200 元

III. 產品特性

信迪思髓內釘系統是由 AO / ASIF 國際內固定研究學會，歷經多年臨床應用，研發改良的革命性骨板骨釘內固定系統：

1. 股骨髓內釘，符合人體工學設計，固定力較強，適合轉子間及股骨幹骨折之使用。
2. 可以不必將骨折部位打開，以小傷口方式置入骨髓內釘，減少出血量及傷口大小。
3. 採用鈦金屬材質，質輕、具強度且人體生物相容性，較不銹鋼材質高。
4. 髓內釘專為亞洲人設計頂端角度為 6° 可避免因亞洲人骨骼較小，以致骨頭劈開，針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊，具有良好的牢固效果。

臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

"信迪思"股骨順行髓內釘自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

IV. 使用規範及適應症

◇ 一般鎖定

本產品用於股骨骨折之一般鎖定：32-A/B/C(次粗隆骨折除外 32-A[1-3].1 & 32-B[1-3].1)

◇ 重建鎖定

(1) 本產品用於同時發生股骨骨折與股骨頸骨折之重建鎖定：同時發生在 32-A/B/C 及 31-B(雙重同側骨折)

(2) 本產品還可用於次粗隆段骨折：32-A[1-3].1 及 32-B[1-3].1

V. 應注意事項

1. 手術部位應注意避免感染。
2. 髓內釘與髓內釘附件僅可搭配屬於同一系統的組件，使用者應負責確認所使用的系統是否彼此相容。
3. 刻畫、刮損或撞擊植體，可能影響植體的承載能力。
4. 術後可能必須考慮進行其他療程，以避免影響骨骼癒合、或造成植入物故障、發炎或傷口血腫等不良事件。

VI. 副作用

1. 身體對異物的過敏反應。
2. 因手術創傷造成神經受損、感染、延遲癒合或不癒合。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

1. 採骨頭解剖設計，固定力較強、關節處設計較薄，較不易有異物感，適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用。
2. 固定力較強，患者臥床時間短，住院時間較短。
3. 本中空股骨髓內釘由鈦合金製成，相較於健保產品有更好的彈性與生物相容性。

醫師簽章：_____ 說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院(TMANH) 骨科部 骨創傷科 敬啟