

臺南市立安南醫院(TMANH)

血管扣夾自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

"泰利芙斯"血管扣夾

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下

自費項目名稱	應付金額	勾選
"泰利芙斯" 血管夾(M、ML、L)(每針) Teleflex Medical" Hem-o-lok Ligating Clips	PW544240 血管扣夾(L)	412 元
	PW544230 血管扣夾(ML)	430 元
	PW544250 血管扣夾(XL)	763 元

III. 產品特性

本產品是自動內視鏡器械夾，同時也是滅菌的產品和可拋棄式的產品。

本產品材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾，並可適用於直徑2-13mm的血管和組織結構結紮。本產品Hem-o-lok血管結紮為不可吸收的多聚合物材質，無組織反應性，可透X線，CT檢查無散射、偽影、熱傳導低；具有一體化防滑齒、安全扣鎖、弓型釘腿及彈性荷葉等獨特設計，具備結紮範圍廣，結紮後無任何方向滑動，夾閉力度均勻，無組織切割等優點。特別在動靜脈血管、輸尿管、輸精管、肝膽消化道（如膽管、胰管及闌尾）及淋巴腺管的結紮，不會有組織粘連、焦伽、發炎反應。

IV. 使用規範及適應症

本產品Hem-o-lok血管結紮夾的目的是用於內視鏡手術的血管或組織結構綁紮的手術。外科醫生應該依血管或組織結構的大小來使用適當的血管結紮綁紮，以使該結紮夾可完全封住血管或組織，高安全高效益。

臺南市立安南醫院(TMANH)
血管扣夾自費說明書
全民健康保險特殊材料給付規定

V. 應注意事項

1. 不可使用作為避孕用輸卵管的結紮
2. 不可使用在腹腔鏡的捐體腎臟切除術的腎動脈結紮

VI. 副作用

無

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

無

醫師簽章：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院(TMANH)

一般外科、泌尿外科 敬啟